

GENESYS 10 S UV-Vis, Thermo Fischer Scientific

Optiska konstrukcija:	Dual Beam-Internal Reference detector
Spektra joslas platums:	1.8nm
Gaismas avots:	Xenon Flash Lamp
Detektors:	Duālas silīcija fotodiodes
Viļņa garuma diapazons:	190 - 1100nm
Fotometriska linearitāte:	līdz 3.5A pie 260nm
Stray Light:	<0,08% T pie 220 un 340nm (NaI, NaNO ₂) < 1<1.0%T 198nm (KCl)
Displejs:	grafiskais LCD 9,7 x 7.1cm
Interfeiss:	USB
Komplektācijā:	6-vietīgs automātisks <i>Cell Holder</i> Vienas kivetes turētājs <i>Full Range</i> skenēšana <i>Fast scanning</i> opcija
Izmēri:	30x40x25 cm PlxGxA
Svars:	8.6 kg



STANDARTA CENA: **2 760.00** LVL bez PVN

AKCIJAS CENA: **2 125.00** LVL bez PVN
2 592.50 LVL ar PVN

Opcija
VISIONlite programnodrošinājums darbam ar datoru

STANDARTA CENA: **259.00** LVL bez PVN

AKCIJAS CENA: **220.50** LVL bez PVN
269.01 LVL ar PVN



Akcijas termiņš: līdz 15.12.2011